

# Bedienungsanleitung für E.Cayces Radial Device

## Wer war E.Cayce ?

Edgar Cayce wurde am 18.März 1877 als Sohn eines Farmers in der Nähe von Hopkinsville, Kentucky, USA geboren. Bereits in frühen Jahren zeigten sich bemerkenswerte psychische Fähigkeiten. Im Alter von 13 Jahren hatte er eine Vision, in der ihn eine Dame fragte: "Was ist Dir das Wichtigste im Leben ?", worauf der junge Cayce ihr antwortete, dass er am liebsten Menschen helfen würde, besonders Kindern, die krank sind. Später in seinem Leben machte er die Bemerkung, dass dieses psychische Erlebnis seinem Schicksal eine entscheidende Wende gegeben habe. Kurz nach der Vision der Dame stellte er fest, dass er allein durch Schlafen auf seinen Schulbüchern oder durch das Auflegen auf den Solarplexus dessen Inhalt wusste. Diese psychische Lernmethode beschleunigte seinen schulischen Fortschritt bis zur 7. Klasse. Nach der 7. Klasse musste er die Schule verlassen und eine Vollzeitarbeit annehmen.

In seinen frühen 20-er Jahren war Cayce ein Verkäufer einer lokalen Handelsgesellschaft. Während dieser Zeit entwickelte sich bei ihm eine zunehmende Paralyse der Kehlkopfmuskulatur und der Stimmbänder. Er konnte zuletzt nur noch knapp flüstern. Mit dieser schwer wiegenden beruflichen Beeinträchtigung wechselte er seinen Arbeitsplatz und fing in einem Fotoatelier neu an. Während dieser Zeit musste er feststellen, dass seine Krankheit, bzw. Fehlfunktion für die Ärzte unerklärbar waren und auf diese Weise keine Aussicht auf Heilung bestand. Nach ca. einem 3/4 Jahr mit diesem Leiden wurde er von einem herumreisenden Hypnotiseur darauf angesprochen, ob er es einmal mit Hypnose versuchen wolle. Der Hypnotiseur begleitete ihn in einen Trancezustand, in der Cayce auf einmal in normaler Stimme die Diagnose der Fehlfunktion gab und Vorschläge für eine erfolgreiche Behandlung machte, die dann auch durchgeführt wurde und zu Cayces Heilung führte.

Es dauerte nicht lange, dass einige Ärzte der Umgebung von den außerordentlichen Vorgängen erfuhren. Sie begannen seine Fähigkeit, in Trance Diagnosen zu stellen und Therapievorschlüge zu machen, für ihre schwierigen Fälle zu nutzen. Schon bald stellte sich heraus, dass Cayce nur den Namen und die Adresse der Person benötigte, um eine individuelle Diagnose und Heilvorschlüge durchzugeben. Dr. M.D. Ketchum, einer der Ärzte, verfasste 1910 einen Bericht über die Vorgänge, den er an die klinische Forschungsgesellschaft in Boston sandte. Die New York Times griff den Report auf und machte daraus einen ganzseitigen Artikel über "Den Farmerjungen, der im Schlaf zum Arzt wird". Dieser Artikel und die vielen anderen, die darauf folgten, führten dazu, dass Menschen aus der ganzen Welt seine Hilfe aufsuchten.

Im Zuge des Wachstums seiner psychischen Kräfte konnte er später auch Fragen in diesem Trancezustand beantworten. Zu der Zeit wurde damit begonnen von jeder Sitzung, den sog. "Readings", Mitschriften zu machen. 1923 begann E.Cayce damit, ganzheitliche Readings über Körper, Geist und die Seele der betreffenden Person zu

machen, inkl. Heil- und Behandlungsvorschläge auf allen drei Ebenen. Diese Behandlungsvorschläge führten schon bald zu einer stattlichen Anzahl von natürlichen Heilmitteln und Verfahrensweisen.

Über die Jahre dehnte sich der Inhalt seiner Readings über viele Themen aus:

- Leben nach dem Tod
- Religion
- die verlorenen Jahre von Jesus
- Trauminterpretation
- Meditation
- Vorgeschichtliche Zivilisationen
- Prophezeihungen
- Psychische Entwicklung
- Reinkarnation
- allg. Weltgeschehen
- u.v.m.

Bis zu seinem Tod am 3. Januar 1945 sammelten sich 14.305 individuelle Readings an. Bereits zu seinen Lebzeiten wurde die A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) in den USA gegründet, die bis heute eine grosse Mitgliederzahl besitzt und mit einer eigenen Klinik seine Therapievorschlage durchfuhrt.

## Das Radial Device

In E. Cayces Readings wird das sog. "Radial Active Device" in uber 900 Fallen als Haupt- oder Nebenapplikation eingesetzt. Das Behandlungsspektrum ist sehr breit und umfasst mehr als 120 verschiedene Erkrankungen und Beschwerden. Eine der wesentlichen Wirkungen liegt in einer subtil entspannenden und regenerativen Wirkung auf die Nerven, die Blutzirkulation und die Drusen.

## Das Innenleben des Radial Device

Das vorliegende Grundgerat besteht aus einem kupfernen Zylinder, in dem sich der eigentlich aktive Kern aus C60-Stahl befindet. Dieser besteht aus 2 Stahlstiften von je 130 mm Lange und 7 mm Breite und Hohe der Gute C60, isoliert durch zwei Streifen aus 2 mm Fensterglas, eingepackt in Kohle und pulverisierter Holzkohle. Mit jedem Stahlstift ist ein zwei-adriges Kabel verbunden. Eine Ader weist eine durchgehende rote Markierung auf. Am Ende des Kabels befindet sich je eine besonders geformte Elektrode aus reinem Nickel und damit verbunden je ein farbiges Klettband zum Anbringen der Elektroden an das jeweilige Hand- und Fussgelenk.

## Wirkung und Empfindungen bei der Behandlung

Laut Cayce gibt das Gerät nach Aktivierung durch Eis, bzw. Eiswasser eine elektromagnetische, harmonisierende und ausgleichende Vibration ab. In Reading 1842-3 sagte er zu evtl. Empfindungen während der Behandlung: " Sie werden nichts spüren, aber Sie werden sich nach der Anwendung von ein paar Tagen besser fühlen." Weitere Readings sprechen davon, dass nur ca. 1% der Benutzer etwas während der Behandlung spüren würden und dass man sich nicht darüber sorgen sollte, wenn man zu den 99% gehöre, die rein gar nichts spürten. In Reading 826-3 sagt Cayce: "Das RA-Gerät ist hilfreich für jeden und speziell für jene, die schnell ermüden oder einen Ausgleich der Blutzirkulation benötigen." Der vor allem ausgleichende Effekt des RA-Geräts bringt den Körper in einen Zustand der Ruhe, aus dem er sich selbst heilen kann.

## Anwendungsablauf

Cayces Readings empfehlen im allg. eine Anwendung von 30 min. pro Tag. Falls die behandelte Person dabei einschlafen würde, sollte man sie schlafen lassen und die Elektroden erst nach dem Aufwachen abnehmen. Die Behandlung beginnt mit der Vorbereitung des Kühlgefäßes, in welches das RA-Gerät gestellt wird.

-Passenden, nichtmetallischen Behälter nehmen (Glas, Kunststoff) in den das RA-Gerät gestellt wird. Diesen Behälter bis auf 3/4 der Höhe des RA-Geräts mit Eiswürfeln füllen und mit Wasser aufgießen. 20 min. stehen lassen. Ein kleiner Wecker/Timer kann dabei hilfreich sein.

-Vor der Anwendung Elektroden mit sehr feinem Sandpapier oder speziellem Stahlputzschwamm reinigen (liegt bei, blauen Schwamm vorher nass machen).

-Bei der ersten Anwendung wird die rot gekennzeichnete Elektrode ans rechte Handgelenk auf den Bereich der Pulsadern gelegt und mit dem Klettband so fixiert, dass die Elektrode auf der Haut sitzt, aber nicht drückt.

2 Minuten nach Anlegen der roten Elektrode wird die schwarz gekennzeichnete Elektrode an das linke Fussgelenk gelegt. Den genauen Bereich findet man, wenn man die Elektrode in der Kuhle neben dem Knöchel platziert und von dort 3 Zentimeter gerade nach oben (also Richtung Knie) verschiebt.

-Für die Behandlung spielt die Position keine Rolle, man kann dabei sitzen oder liegen. Wesentlich ist nur, dass man die Behandlung nicht in einem Zustand des emotionalen Aufruhrs, wie Ärger oder Aufregung beginnt. Cayce empfiehlt sich zu entspannen, zu meditieren, entspannende Musik zu hören oder entsprechende Literatur zu lesen. Wenn man während der Behandlung einschläft, ist das nicht schlimm.

-Sind die Elektroden angelegt und hat man sich bequem hingesetzt oder hingelegt, kann man einen Wecker/Timer auf ca. 30 min. Anwendungsdauer einstellen.

-Zum Ende der Behandlung nimmt man zuerst die rote Elektrode ab, dann die schwarze.

Behandlungsrhythmus im Uhrzeigersinn

(Für den praktischen Einsatz ist das beiliegende Behandlungsschema hilfreich)

1.Tag: rote Elektrode an rechtes Handgelenk

schwarze Elektrode an linkes Fussgelenk

2.Tag: rote Elektrode an linkes Handgelenk

schwarze Elektrode an rechtes Fussgelenk

3.Tag: rote Elektrode an linkes Fussgelenk

schwarze Elektrode an rechtes Handgelenk

4.Tag: rote Elektrode an rechtes Fussgelenk

schwarze Elektrode an linkes Handgelenk

Wiederholung von 3 bis 4 Zyklen (also 12 bis 16 Tagen).

Anschließend Ruhepause von 4 Tagen vor den nächsten 3 bis 4 Zyklen.

## Wichtige Hinweise zu Benutzung

-Das RA-Gerät kann nur von einer Person benutzt werden, d.h. es stimmt sich auf feinstofflicher Ebene auf den Benutzer ein. Für andere Personen, die ein vorbenutztes RA-Gerät einsetzen, kann es sogar schädlich sein. (Das ist kein plumper Verkaufstrick, sondern wird von E. Cayce selbst ausdrücklich erwähnt.)

-Alkohol und RA-Gerät vertragen sich nicht miteinander. An den Tagen der Anwendung ist Alkohol tabu. Es gilt die Devise: " Ich benutze das RA-Gerät nur, wenn ich nüchtern bin."

-Das RA-Gerät soll nicht auf oder in die unmittelbare Nähe anderer elektromagnetischer Geräte wie z.B. laufender TV, Radio, Musikanlage, Lautsprecher, Waschmaschine, Spülmaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, usw. gestellt werden.

-Für das Eiswasser werden am besten Eiswürfel verwendet. Je nach Grösse des Kühlgefässes benötigt man dazu schon 3 bis 4 Eiswürfelbehälter. Die Würfel im Kühlbehälter werden mit Wasser aufgefüllt. Bitte keine Eispacks (Gelatinepacks) verwenden. Auch soll das Gerät nicht in den Kühl- oder Gefrierschrank oder nach draussen in die Kälte gestellt werden.

-**WICHTIG:** Bitte darauf achten, dass sich die "blaue" und "rote" Elektrode generell

nicht berühren oder auch sonst nicht in Kontakt mit anderen Metallflächen kommen. Eine Aufbewahrung der Elektroden in den jeweiligen Verschlussaschen, wie bei der Lieferung, wird empfohlen.

-Cayce empfiehlt, das RA-Gerät gelegentlich für ein paar Stunden in die Sonne zu stellen, bzw. dem Sonnenlicht auszusetzen.

## Erweiterung des RA-Geräts

Um dem Körper ganz bestimmte Vibrationen zuzuführen kann ein kleines Gefäß in die "schwarze", bzw. nicht markierte Leitung in Reihe geschaltet werden. Ein Anschluss ist für dieses Gerät bereits vorgesehen. Dieses Gefäß enthält je nach Problembereich ganz bestimmte Lösungen. Namentlich sind das Lösungen von Goldchlorid, Silbernitrat, Atomidin (oder andere Jodlösungen), Camphergeist oder bestimmte Eisenlösungen.

Nach Cayce wird im Gefäß ein Nickeldraht durch diese Lösungen geführt, wodurch die bestimmte Eigenschaft, Qualität oder Vibration der verwendeten Lösung dem Körper bei der Behandlung zugeführt wird. Jede der oben genannten Lösungen hat einen ganz bestimmten Einsatzbereich und falls bei einer Behandlung mehrere davon zum Zuge kommen sollten, so benötigt jede Lösung ein eigenes Lösungsgefäß.